

Atomic⁷⁰®

Produto destinado a área da saúde

Maior eficiência no
controle microbiológico.

Hipoclorito de Sódio estabilizado a 4%

Desinfetante de alto nível



FITA
INDICADORA



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável



Desinfetante de alto nível.

Finalidade de uso

Desinfecção de:

- Artigos semicríticos (endoscópios, transdutor vaginal e outros);
- Artigos de nível intermediário (material de inaloterapia, assistência ventilatória e outros);
- Artigos não críticos (comadres, papagaios e outros);
- Superfícies fixas (bancadas, macas, pisos, paredes, vidros, acrílicos e outros);
- Telas touch, metais e outros;
- Áreas críticas (centro cirúrgico, UTIs, hemodiálise, banco de sangue e outros);
- Áreas semicríticas (enfermarias, ambulatórios e outros);
- Áreas não críticas (administrativo, superfícies em geral, sanitários e outros);
- Áreas de higiene hospitalar;
- Área de nutrição e dietética;
- Clínicas de especialidades (oftalmologia, ginecologia, hemodiálise, etc);
- Clínicas de odontologia;
- Ambulâncias;
- Laboratórios de análises clínicas e patológicas;
- IML;
- Entre outros.

Modo de uso

Durante a manipulação do produto, recomendamos o uso de EPI's adequados tais como luvas, máscara, óculos de proteção, avental ou jaleco.

- Adicionar 5 ml do produto Atomic70 para cada 1 litro de água.

Tempo de Contato: 15 minutos.

- A solução pode ser utilizada por um período de 24 horas;
- A concentração da solução é comprovada através do uso de fita indicadora.

Vantagens de uso

- Não corrosivo*;
- Não tóxico*;
- Não é necessário desmineralizar a água;
- Não necessita enxágue (exceto nos artigos semicríticos);
- Produto não é prejudicial ao meio ambiente;
- Elimina Biofilme;
- Melhor custo X benefício;
- O descarte pode ser feito diretamente na rede, sem a necessidade de neutralizar.

*Na dose e tempo de contato recomendado

Efetivo contra vários Microrganismos:

- | | |
|---|--|
| • Staphylococcus aureus | • Candida Auris |
| • Salmonella choleraesuis | • Vírus Vaccinia Ankara modificado |
| • Escherichia coli | • Vírus Hepatite B |
| • Pseudomonas aeruginosa | • Vírus Hepatite C |
| • Trichophyton mentagrophytes | • Filoviridae (Ebola) |
| • Candida albicans | • Flavivírus (Chikungunya; Dengue) |
| • Mycobacterium smegmatis | • Vírus da Imunodeficiência Humana |
| • Mycobacterium massiliense | • Herpesviridae |
| • Mycobacterium bovis | • Vírus da Leucemia Celular Humana - HTLV-1-Retrovírus |
| • Enterococcus faecium VRE (Resistente a Vancomicina) | • Zika vírus |
| • Bacillus subtilis | • Vírus Influenza |
| • Clostridium sporogenes | • Coronavírus |
| • Acinetobacter baumannii | • Paramyxoviridae (Sarampo) |
| • Klebsiella pneumoniae carbapenemase | • Vírus da Rubéola |
| • Enterococcus faecalis | • Burkholderia cepacia |
| • Staphylococcus Aureus MRSA | • Listeria Monocytogenes |



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável

REGISTRO ANVISA | M.S nº. 362940002

Autorização de Funcionamento no M.S.: 3.06.294-0

Responsável Técnico:

Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

DIOXIDE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

Avenida Vitória Rossi Martini, 641

Distrito Industrial Vitória Martini

Indaiatuba/SP - CEP: 13347-613

SAC (19) 3936-1501 - www.atomic70.com.br

Em caso de emergência ligue para

CEATOX: 0800 014 8110.