



LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM AMBIENTE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

2 em 1 Detergente e Desinfetante

Para superfícies fixas
e artigos não críticos

Biguanida Polimérica e
Quaternário de Amônia
de 5ª Geração



Modelo Bombona 5L

Modelo Pulverizador 750mL



PRONTO PARA O USO



RÁPIDA AÇÃO



BIODEGRADÁVEL



ECONÔMICO

EFICÁCIA COMPROVADA EM

2 min

- **Superfungo:**
 - Candida auris
- **Bactérias Gram-negativas:**
 - Escherichia coli
 - Salmonella choleraesuis
 - Pseudomonas aeruginosa
 - Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)
 - Acinetobacter baumannii
- **Bactérias Gram-positivas:**
 - Enterococcus hirae
 - Staphylococcus aureus
 - Staphylococcus aureus MRSA
 - Enterococcus faecalis VRE



Características

- pH neutro
- Livre de Álcool
- Biguanida Polimérica (2000ppm)
- Tensoativo não iônico
- Quaternário de Amônia de 5ª Geração (3000 ppm)
- Sem corante
- Sem perfume
- Não corrosivo
- Não inflamável



O Atomic Ready é indicado para superfícies fixas e artigos não críticos:

Oxímetro, Manguito de P.A, Estetoscópios, Termômetros, Almotolias, Comadres, Papagaios, baldes, bacias, Frascos de Diurese, entre outros.



Oxímetro



Estetoscópio



Aparelho de P. A.



Termômetro



Comadre



Almotolia

Modo de usar:

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, aplicar o Atomic Ready diretamente no local com auxílio do borrifador, pulverizador ou de um pano limpo umedecido com o produto.

Para limpeza e desinfecção de artigos não críticos, lavar com Atomic Ready, deixar agir por 2 minutos, se necessário, enxaguar e secar os artigos.

Durante a manipulação do produto, recomendamos o uso de EPI's.



Dioxide

Desenvolvendo Química Sustentável

Produto saneante registrado na ANVISA, Nº 362940005

Responsável Técnico: Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

Av. Vitória Rossi Martini, 641 - Indaiatuba - SP

CEP 13347-613 - Tel: (19) 3116-7400 - SAC (19) 3936-1501

Em caso de emergência, ligue para CEATOX: 0800-722-6001

www.dioxide.com.br

[f](https://www.facebook.com/dioxideindustriaquimica) [i](https://www.instagram.com/dioxideindustriaquimica) @dioxideindustriaquimica